

Bacoban®

STOP
bis zu **10**
Tage

Bakterien
Pilze
bestimmte Viren
nachgewiesen nach ASTM E 2180

Langzeit- Flächendesinfektion



BACOBAN VIDEO

www.ccm-international.eu

Über Bacoban



Flächen-Desinfektion mit Langzeitwirkung von bis zu 10 Tagen

Im Bereich Flächendesinfektion wird weltweit eine Vielzahl von Produkten angeboten. Das Problem jedoch ist, dass herkömmliche Desinfektionsmittel Mikroorganismen abtöten, aber schon nach kürzester Zeit wieder eine Besiedelung mit Mikroorganismen auf der frisch desinfizierten Oberfläche stattfindet.

Bacoban® ist eine patentierte Variante an Flächendesinfektionsmitteln, die einen völlig neuen Ansatz haben und sich in einem wesentlichen Punkt von allen anderen Mitteln unterscheiden: Sie haben einen antimikrobiellen und Virus inaktivierenden Effekt von bis zu 10 Tagen gegen bestimmte Viren, Bakterien und Pilze wie z.B. Hepatitis, Influenza, HIV, Staphylococcus Aureus, Pseudomona Aeroginosa, Candida Albicans und vielen anderen mehr.

Bacoban® schließt die Hygienelücke, welche zwischen den einzelnen Desinfektionen entsteht. Dies ermöglicht zum ersten Mal eine aktive Infektionskontrolle über einen längeren Zeitraum, ohne dass der Mensch wieder gefordert ist. Außerdem reduziert **Bacoban®** auch durch Bakterien verursachte Gerüche.

Bacoban® ist VAH-gelistet und CE-zertifiziert und wurde von namhaften Instituten getestet. Dabei wurde auch der antimikrobielle Effekt nach ASTM E 2180 (Langzeiteffekt) nachgewiesen und zusätzlich bestätigt, dass eine „Easy-To-Clean“-Oberfläche entsteht, die die Reinigungszeit der Oberflächen um mehr als 50% reduziert.

Bacoban® ist biokompatibel (geprüft unter GLP Bedingungen nach DIN EN ISO10993-1).

Bacoban® kann auf nahezu allen Oberflächen aufgebracht werden wie zum Beispiel Metallen, Keramiken, Kunststoffen, Textilien usw..

High Tech – Made in Germany.



Wasserbasiert | Gebrauchsfertige Lösung

Produkt-Typ

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion, lanzeitig antimikrobieller Effekt. Formaldehydfrei, phenolfrei.

Anwendungsgebiet

Desinfektion und Reinigung von medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitationseinheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird.

Besonders geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toilette und sanitäre Einrichtungen. Bacoban® DL kann in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden..

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bacoban® DL wirkt gegen: Bakterien, Pilze, Virus (Hepatitis B und C Viren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1, Rotavirus und Adenovirus).



Flachpack

50 feuchte Tücher

Tuchgröße 180 x 200 mm / 50g/m² (ein Tuch reicht für ca. 1,5m²)

Sprachen auf Beutel: DE, UK, F, ES

Art.Nr. BACDLTUE

Prüfung gemäß VAH-Richtlinie (hohe organische Belastung)

Prüfung gemäß EN-Richtlinien:

Wirksamkeit	
DIN EN 1040	5 Min.
DIN EN 1275	5 Min.
DIN EN 1276	5 Min.
DIN EN 1650	5 Min.
DIN EN 13697	5 Min.

500 ml Pumpspray

Art.Nr. BAC500DI

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt bis zu 10 Tage geprüft
in Anlehnung an ASTM E 2180

Produktkenndaten:

100 g Lösung enthalten:

Benzalkoniumchlorid 0,26 g, Natriumpyrithion 0,025 g, Polycondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser.

UBA Nr: 57040031

Biozid-Reg.Nr: N-34071

weitere Informationen



Wasserbasiert | Konzentrat 1:100

Produkt-Typ

Wasserbasiertes Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat auf der Basis eines Polykondensats, einer quaternären Ammoniumverbindung und natriumhaltigem Pyrithion. Bacoban WB ist frei von Aldehyden und Phenol.

Anwendungsgebiet

Desinfektion und Reinigung von medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitationseinheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird.

Besonders geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toilette und sanitäre Einrichtungen. Bacoban WB kann in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bacoban® WB wirkt gegen: Bakterien (einschl. Mykobakterien), Pilze, Hepatitis B und C Viren, Vakzinia, BVDV, HIV, Rotaviren, Adenoviren und Noroviren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1.

Produktkenndaten:

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 26 g, Natriumpyrithion 2,5 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser.

Physikalisch-chemische Daten:

Aussehen: gelbe, klare Flüssigkeit
Viskosität (DIN 53211): 110 sec bei 2mm Öffnung
pH-Wert Konzentrat: 5,3
pH-Wert 1% Lösung: 7,0
Dichte: 1,04 g/cm³

Prüfung gemäß VAH-Richtlinie (hohe organische Belastung)

Wirksamkeit	5 Min	15 Min	240 Min
Prüfung gemäß VAH Richtlinie:	2%	1,5%	
Begrenzt viruzid (gemäß Empfehlung RKI / DVV) einschl. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV und Vaccinia	1%		
Rotaviren	0,1%		
Adenoviren, Noroviren			2%



1000 ml Flasche
Art.Nr. BACWB1D

5000 ml Kanister
Art.Nr. BACWB5

Wirksamkeit	5 Min	15 Min
DIN EN 1040	0,25%	
DIN EN 1275	0,25%	
DIN EN 1276	0,75%	0,5%
DIN EN 1650	0,5%	0,25%
DIN EN13697		0,5%

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt bis zu 10 Tage geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180

UBA Nr: 57040031
Biozid Reg.Nr: N-28795

weitere Informationen



Vaporisator

Vernebelungsgerät

Oberflächendesinfektion

- gleichmäßig
- flächendeckend
- zuverlässig
- langanhaltend

Ideal für:

Krankenhäuser
Kliniken
Arztpraxen
Labors
Krankswagen
Rettungsdienste
Altenheime
Reha – Zentren
Thalassotherapiezentren
...



Video Vaporisator



Desinfektionsmittel für Vaporisator

Bacoban® DL 3 % - Desinfektion und Reinigung von medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitations- einheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird. Auch besonders gut geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toilette und sanitäre Einrichtungen. Bacoban® DL 3 % kann auch in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetik- industrie eingesetzt werden.

Wasserbasiertes Konzentrat



Alkoholfreie
Desinfektion und
Reinigung von
medizinischem Inventar
und anderen Flächen
(gemäß Richtlinie
93/42/EWG; MDD)

VAH-gelistet

daraus abgeleitet



3%ige gebrauchsfertige
Lösung

Aus einem Liter Konzentrat
können 33,33 Liter
Fertiglösung verdünnt
werden



Langzeit-Schuhdesinfektion

Schweißgeruch entsteht, wenn Bakterien („Brevibacterium epidermis“) den Schweiß auf der Hautoberfläche zersetzen. Fußpilz ist eine der häufigsten Hauterkrankungen und kann z.B. durch Erreger wie Fadenpilze (Dermatophyten) oder Hefepilze (Candida) hervorgerufen werden.

Pedexan® schafft hier Abhilfe und

- ✓ tötet Bakterien und Pilze innerhalb sehr kurzer Zeit
- ✓ erzeugt durch seine Langzeitwirkung eine Umgebung, in der Mikroorganismen über einen längeren Zeitraum hinweg nicht überleben können
- ✓ bekämpft wirksam Gerüche
- ✓ hilft, Infektionen am Fuß vorzubeugen
- ✓ ist biokompatibel



1000 ml Nachfüllflasche
Art.Nr. PED1000A



125 ml Pumpspray
Duft „Alaska“
Art.Nr. PED125A

Schuhdesinfektionsspender mit Sprühlanze 1.4m

Art.Nr.: PEDSPEND

Ideal für die hygienische Aufbereitung z.B. beim Skischuhverleih, in der Orthopädietechnik oder für Arbeitsschuhe in Handwerk und Industrie. Zur Desinfektion eines größeren Schuh-/Stiefelaufkommens empfiehlt sich der Spender mit der 1.4m langen Sprühlanze (Strahl- und Grobzerstäuber). Die Flasche lässt sich aus der Halterung samt Sprühpistole herausnehmen und erlaubt somit mobile Anwendungen. Nach Beendigung der Tätigkeit wird die Flasche zurückgestellt, die Halterung verschlossen und alles bleibt dort, wo es hingehört.

Geeignet für die 1-Liter-Nachfüll-Flasche.



Alkoholphaltig | Fertiglösung



5000 ml Kanister
Art.Nr. BAC 5000

500 ml Pumpspray
Art.Nr. BAC 500

Produkt-Typ

Gebrauchsfertiges, alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel auf der Basis eines Polykondensats, einer quaternären Ammoniumverbindung und natriumhaltigem Pyrithion. **Bacoban®** ist frei von Aldehyden und Phenol.

Anwendungsgebiet

Desinfektion von alkoholbeständigen medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitationseinheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird. Besonders geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toiletten und sanitäre Einrichtungen. Bacoban kann in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bacoban® wirkt gegen: Bakterien (einschl. Mykobakterien), Pilze, Hepatitis B und C Viren, Vakzinia, BVDV, HIV, Rotaviren und Adenoviren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1.

Produktkenndaten:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 49,4 g, Isopropanol 7,1 g, Benzalkoniumchlorid 0,71 g, Natriumpyrithion 0,05 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Formaldehydfrei. Phenolfrei.

Physikalisch-chemische Daten:

Aussehen: transparente Flüssigkeit
Viskosität (DIN 53211): 42 sec bei 2 mm Öffnung
pH-Wert: 5
(Mischung in Wasser 1:1):
Dichte: 0,89 g/cm3

Prüfung gemäß VAH-Richtlinie (hohe organische Belastung)

Wirksamkeit	15 Sek	30 Sek	1 Min	5 Min	15 Min
Prüfung gemäß VAH-Richtlinie: Bakterien und Pilze				X	
Mykobakterien					X
Begrenzt viruzid (gemäß Empfehlung RKI / DWV) einschl. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV und Vaccinia		X			
Rotaviren	X				
Adenoviren			X		

Prüfung gemäß EN-Richtlinien:

Wirksamkeit	5 Min	15 Min
DIN EN 1040	X	
DIN EN 1275	X	
DIN EN 1276	X	
DIN EN 14348		X

Nachhaltiger antimikrobieller und Virus inaktivierender Effekt bis zu 10 Tage geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180

Biozid-Reg.Nr: N-23123

weitere Informationen



Eigenmarke



Feuchttücher (Spenderdosen rund, oval & mit Klappdeckel, Spendereimer, Flowpacks)



Pumpspray-Flaschen aus Kunststoff und Alu, von 7ml-500ml, diverse Flaschenformen



Aerosole



Einzel verpackte Tücher, auch als Doppeltücher lieferbar

- **Wir setzten ihre speziellen Wünsche zu vernünftigen Preisen um**
- **Erfüllbare Mindestmengen**
- **Produkte Made in Germany**
- **Auf Wunsch Full-Service inklusive Grafikerstellung**



www.ccm-international.eu



CCM GmbH
Diepenbroich 8

D-51491 Overath / Germany

Tel./phone +49 (0) 2206 / 938 590-0 | Fax +49 (0) 2206 / 938 590-99

info@ccm-international.eu

www.ccm-international.eu