

## Handy-Bakterienschutz für 3 Monate



### Anwendung

1. Gerät mit einem trockenen fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser Tuch) säubern, um Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen.
2. Beutel öffnen und Tuch entnehmen. Mit der einen Seite des Tuches das komplette Gerät nochmals reinigen, dann das Tuch umdrehen und mit der sauberen Seite das Gerät ca. 30 Sekunden lang desinfizieren. Die Oberfläche bekommt einen leichten Schleier.
3. Gerät 2-3 Minuten trocknen lassen, in dieser Zeit wirkt die Flüssigkeit und es bildet sich eine Schutzschicht.
4. Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch (z. B. Mikrofaser Tuch) nachpolieren, bis die Oberfläche „schlierenfrei“ ist. Ihr Gerät hat jetzt einen Langzeit-Schutz für ca. eine Woche.

Bei regelmäßiger Nutzung entsteht eine ultra-dünne Flüssigglas-Beschichtung auf der Oberfläche des Gerätes, die Krankheitserreger verhindert. Die Oberfläche wird außerdem sehr glatt und leichter zu reinigen. Dieser Effekt wird verstärkt, je länger man das Produkt benutzt.

#### Produkteigenschaften

- einzigartiger Langzeit-Bakterien-schutz
- neutralisiert Krankheitserreger (Bakterien, Viren und Pilze)
- schnell und einfach anzuwenden

- Oberfläche wird leicht zu reinigen
- Oberfläche wird super glatt
- medizinische Qualität, weltweit in vielen Krankenhäusern eingesetzt
- verzögert erneuten Bakterien-befall erheblich



Anwendungs-Video

Inhalt: 12 Bakterien-Schutztücher, zur Anwendung 1 x pro Woche = 3 Monate